

Procès-verbal d'examen travail pratique prescrit (TPP)

Procédure de qualification
Assistante médicale CFC
Assistant médical CFC

Position 1.2 Assistance au médecin durant la consultation et exécution des processus diagnostiques

Série zéro

Nom/prénom candidat-e		Nom expert-e 1	
Date de naissance		Signature expert-e 1	
N° de cand.		Nom expert-e 2	
Date de l'examen		Signature expert-e 2	
Début de l'examen		Fin de l'examen	

Évaluation

Évaluation pendant la procédure de qualification

Nombre total de points octroyés

très bien, a montré tout ce qu'il fallait montrer 3/6/9...

bien, a montré la majeure partie de ce qu'il fallait montrer 2/4/6...

incomplet, a montré de manière approximative ce qu'il fallait montrer 1/2/3...

insuffisant, n'a pas montré ce qu'il fallait montrer 0

OE	Compétences opérationnelles / critères d'évaluation	Points max.	Points obtenus	Explication / retrait de points
CO 2.5 Respecter les dispositions, les recommandations et les normes internes du cabinet médical en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement				
2.5.1	Respecte les normes d'hygiène et de sécurité lors du nettoyage du poste de travail <ul style="list-style-type: none"> - Élimination correcte des déchets (retire d'abord tous les objets pointus) - Dépôt des instruments usagés 	6		
2.5.2	Effectue correctement la préparation du bain de désinfection <ul style="list-style-type: none"> - Dilution (2 940 ml d'eau, 60 ml de solution) - Étiquetage (date, solution, %, temps d'action, ID) - Temps d'action respecté (minuterie réglée) Remarque : Erreur dans la dilution : insuffisant	6		
2.5.2	Met correctement les instruments dans le bain de désinfection <ul style="list-style-type: none"> - Grosses salissures éliminées (non rincées) - Ciseaux et pinces ouverts - Instruments entièrement recouverts de solution désinfectante 	3		
2.5.2	Retire correctement les instruments du bain de désinfection <ul style="list-style-type: none"> - Brossage correct et rinçage à l'eau du robinet - Rinçage à l'eau déminéralisée - Séchage avec lingettes jetables 	3		
2.5.1	Emballage correctement les instruments <ul style="list-style-type: none"> - Manches du bon côté - Indicateur - Étiquetage du matériel stérile (date, date d'expiration, ID, contenu, numéro de lot, programme) - Protocole entièrement rempli 	6		
	Report des points	24		

Domaine de compétences opérationnelles B : assistance au médecin durant la consultation et exécution des processus diagnostiques

OE CMSP	Compétences opérationnelles / critères d'évaluation	Points max.	Points obtenus	Explication / retrait de points
	Report des points	24		
2.5.1	Explique correctement le fonctionnement du stérilisateur <ul style="list-style-type: none"> - Sélection correcte du programme - Température/pression – unité - Contrôles (test de vide, test Bowie-Dick ou test Helix) - Instruments placés correctement dans le stérilisateur 	6		
2.5.3	Applique correctement les principes d'hygiène personnelle <ul style="list-style-type: none"> - Respect de l'hygiène personnelle (cheveux, bijoux, tablier, ongles) 	3		
2.5.4	Applique correctement les principes d'hygiène générale <ul style="list-style-type: none"> - Lavage et désinfection des mains avant le début du travail et désinfection des mains avant et après chaque processus de travail - Désinfection des surfaces et des ustensiles 	3		
	Compétences méthodologiques/sociales/personnelles			
	<ul style="list-style-type: none"> - Adopte une approche structurée - Organise la gestion du temps de manière judicieuse et efficace 	3		
Total des points - Pos.		39		